

Система Ортодонтических Микроимплантов (AbsoAnchor®)

Дополнительные приспособления



Закрывающие никель-титановые пружины

Длина	Диаметр отверстия Ø	Жесткость			
		Ультра легкие (007x036)	Легкие (009x036)	Средние (010x036)	Тяжелые (010x036)
8mm	Ø 1.5	NT15-8U	NT15-8L	NT15-8M	NT15-8H
	Ø 2.0	NT20-8U	NT20-8L	NT20-8M	NT20-8H
	Ø 2.5	NT25-8U	NT25-8L	NT25-8M	NT25-8H
13mm	Ø 1.5	NT15-13U	NT15-13L	NT15-13M	NT15-13H
	Ø 2.0	NT20-13U	NT20-13L	NT20-13M	NT20-13H
	Ø 2.5	NT25-13U	NT25-13L	NT25-13M	NT25-13H

Сечение проволоки

- Ультра легкие 0.19mm (0.007")
- Легкие 0.21mm (0.009")
- Средние и Тяжелые 0.23mm (0.010")

Диаметр пружины

- 0.9mm (0.036")

Жесткость

- Ультра легкие (U), Легкие (L), Средние (M), Тяжелые (H)

Длина

- 8mm & 13mm

Диаметр отверстия


- Ø1.5, Ø2.0, Ø2.5

Совместимость с микроимплантами




- NT 15 : используется с серией SH, LH, PH, GH 13~16, GH 20
- NT 20 : используется с серией CH, DH
- NT 25 : используется с серией BH, TH, FH, HH, GH 17~18
- 1 упаковка содержит 10 пружин

Диапазон силы пружины длиной 8 мм



Диапазон силы пружины длиной 13 мм




Контейнер для пружин




◀ Контейнеры разделяются



Держатель пружин (CSH)




Никель-Титановая раскрывающая пружина



Эластичная цепочка

	Прозрачная		Серая	
	0.4	0.5	0.4	0.5
	 0.4mm	 0.5mm		
	 0.4mm	 0.5mm		
	 0.4mm	 0.5mm		




Эластичная цепочка



Квадратная эластическая нить


Квадратная эластическая нить




	A	B	C
ST-055	0.55mm	0.55mm	0.74mm
ST-045	0.45mm	0.45mm	0.67mm

Зажимные крючки


Зажимные крючки (VCH)




Зажимной стопор (VCH-CS)



Щипцы для зажима крючков (CHP)



Набор крючков



Dentos
AbsAnchor

✉ info@nortaonline.com

☎ +7 921 935 8448

📷 [nortaplus](#)

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории
Российской Федерации

